

# Verbandskasten

*Geänderte Normen DIN 13157:2021 und DIN 13169:2021*



## **Einführung:**

Es sind in den meisten Fällen die unspektakulären Verletzungen, wie z. B. Schnitt-, Schürf- und Gelenkverletzungen, die das Unfallgeschehen in den Unternehmen beherrschen. Eine sichere und schnelle Hilfe durch Ersthelferinnen und Ersthelfer, ausgestattet mit dem richtigen Handwerkszeug, kann Folgeerkrankungen und damit Ausfälle durch Krankheit vermeiden. Zu dem geeigneten Erste-Hilfe-Material gehören der „kleine“ und der „große“ Verbandskasten nach DIN 13157-C und DIN 13169-E. Dabei ersetzen zwei „kleine“ Verbandskästen einen „Großen“.

## **Behältnis:**

Die Norm 13157 nennt festgelegte Anforderungen an das Behältnis, das dann die Bezeichnung „Verbandsmaterial DIN 13157-C“ tragen darf. Darüber hinaus sind andere Verbandsmittelbehältnisse möglich, deren Inhalt den Anforderungen dieser Norm entsprechen. Diese Behältnisse tragen die Bezeichnung „Inhalt DIN 13157“.

## **Was ist neu?**

Die aktualisierte DIN-Norm (gültig ab November 2021) entspricht neuen Erkenntnissen aus den Unfallstatistiken der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.

In die Verbandskästen gehören nun zusätzlich vier Stück Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut, sowie zwei Gesichtsmasken gemäß DIN EN 14683, wie z. B. medizinische Gesichtsmasken. Die weiteren Änderungen in den DIN-Normen beziehen sich lediglich auf Größe bzw. Anzahl der Materialien.

### **Hinweise zur Beschaffung:**

Damit die Verbandskästen den neuen Normen entsprechen, benötigen Sie die in der Tabelle (siehe Seite 3) aufgeführte Ausrüstung. Sie können den Inhalt eines „kleinen“ Verbandskastens auch erreichen, wenn Sie einen Kfz-Verbandskasten nach DIN 13164 anschaffen, den Sie dann um die in der Tabelle (siehe Seite 3) gekennzeichneten Positionen erweitern. Hierbei ist darauf zu achten, welche Mindesthaltbarkeitszeiträume angegeben sind. Ein Kostenvergleich ist empfehlenswert. Eine Ergänzung des Erste-Hilfe-Materials ist je nach Betriebsgröße und Verletzungsrisiken empfehlenswert. Beispielsweise kann der Einsatz von Kältekompressen in Schulen und Kindertageseinrichtungen sehr häufig vorkommen, die Anschaffung von Kühlgelkissen ist hier eine sinnvolle Ergänzung zum vorstehenden Erste-Hilfe-Material.

### **Übergangsfristen?**

Es ist nicht erforderlich einen komplett neuen Verbandskasten zu beschaffen. Unternehmen, die normierte Verbandskästen vorhalten, sollten den Inhalt kurzfristig auf den aktuellen Inhalt nachrüsten.

### **Wichtig:**

Bitte berücksichtigen Sie die Neueinführung der Feuchttücher und Gesichtsmasken.

Bezeichnung	Stückzahl im Verbandskasten klein	Stückzahl im Verbandskasten groß
	DIN EN 13157	DIN EN 13169
Heftpflaster DIN 13019 – A 5 cm x 2,5 cm	1	2
Wundschnellverband DIN 13019 – E 10 cm x 6 cm	<b>12</b>	<b>24</b>
Fingerkuppenverband – 5 x 4 cm	<b>6</b>	<b>12</b>
Fingerverband – 120 mm x 20 mm	<b>6*</b>	<b>12</b>
Pflasterstrip – 19 mm x 72 mm	<b>6*</b>	<b>12</b>
Pflasterstrip – 25 mm x 72 mm	<b>12*</b>	<b>24</b>
Verbandpäckchen DIN 13151 – K	1	2
Verbandpäckchen DIN 13151 – M	3	6
Verbandpäckchen DIN 13151 – G	1	2
Verbandtuch DIN 13152 – A	1	2
Kompresse (100 ± 5) mm x (100 ± 5) mm	6	12
Augenkompresse	2*	4
Kälte-Sofortkompresse – Fläche min. 200 cm <sup>2</sup>	1*	2
Rettungsdecke (Maße mindestens 2100 cm x 160 cm, Foliendicke mindestens 12 µm)	1	2
Fixierbinde DIN 61634 – FB 6	2	4
Fixierbinde DIN 61634 – FB 8	2	4
Dreiecktuch DIN 13168 – D	2	4
Schere DIN 58279 – B 190	1	1
Folienbeutel – min. 30 cm x 40 cm	2*	4
Vliesstoff-Tuch – min. 20 cm x 30 cm	5*	10
Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch nach DIN EN 455	4	8
Erste-Hilfe-Broschüre	1	1
Inhaltsverzeichnis	1	1
Feuchttücher	<b>4</b>	<b>8</b>
Gesichtsmasken, min. Typ I, nach DIN EN 14683, staubgeschützt verpackt	<b>2</b>	<b>4</b>

- Die blau gekennzeichneten Positionen sind durch die aktuelle Norm abgeändert.
- Die mit einem Stern gekennzeichneten Positionen sind beim Einsatz eines KFZ-Verbandskastens nach DIN 13164 zu ergänzen (bei Verbandskasten DIN EN 13157).

Quelle: Unfallkasse Rheinland-Pfalz

NP Nüsse Arbeitssicherheit GmbH, Dieselstr. 23, 49716 Meppen

05931/8484-0

info@np-arbeitssicherheit.de